

**3 in 1**  
TENS | EMS  
Massage


## Erleben Sie unsere neuen 3-in-1 Elektrotherapiegeräte zur gezielten TENS-/EMS- Therapie und Massage



XL-Display



Timer



Batterie



Einstellbare  
Timer-Funktion  
von 5 bis 90  
Minuten

## 3-in-1 Elektrotherapiegerät TT 200

Art.-Nr. 88347 (west) | EAN 40 15588 88347 7

Art.-Nr. 88357 (east) | EAN 40 15588 88357 6

- TENS, EMS und Massage mit mehreren Programmen
- TENS-Therapie für 10 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein, Fuß und Gelenk
- 22 Vorprogramme (TENS, EMS und Massage) mit einstellbarer Dauer von 5 bis 90 Minuten
- Großes Display sorgt für gute Lesbarkeit



### Funktion | Anwendung

- TENS, EMS und Massage mit mehreren Programmen
- TENS-Therapie für 10 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein, Fuß und Gelenk
- EMS-Therapie für 9 Körperteile: Nacken, Schulter, Arm, Hand, Rücken, Bauch, Hüfte, Bein und Fuß
- Für alle Körperteile stehen 3 Massageprogramme zur Auswahl: Kneten, reiben und klopfen
- 22 Vorprogramme (TENS, EMS und Massage) mit einstellbarer Dauer von 5 bis 90 Minuten
- Großes Display sorgt für gute Lesbarkeit
- 40 Intensitätsstufen
- Es werden drei AAA-Batterien benötigt (im Lieferumfang)

### Technische Daten

- Größe: 10,9 x 5,5 x 2,3 cm
- Gewicht: 0,076 kg (ohne Batterien)
- Stromversorgung: DC 4,5V
- Leistung: Eingang 0,9W  
Ausgabe: max. Leistung (at 500Ω load): 0,29 W/CM2
- Display: LCD Full Digital Display mit white color backlight
- Controller: Gerätetasten-Controller
- Kabellänge: 109 cm (Länge der Elektrodendrähte)

### Packungsinhalt

- Elektrotherapiegerät
- 4 Elektrodenpads
- 2 Elektrodendrähte

- 3 Batterien (AAA)

- Gebrauchsanweisung

### Logistische Daten

#### Verkaufsverpackung (west)

1 Stück | 9 x 7,8 x 15,5 cm | 0,47 kg

#### VPE Inner box

4 Stück | 19 x 16 x 17 cm | 2,06 kg

#### VPE Master box

16 Stück | 39 x 34 x 20 cm | 9,07 kg

#### Verkaufsverpackung (east)

1 Stück | 9 x 7,8 x 15,5 cm | 0,43 kg

#### VPE Inner box

4 Stück | 19 x 16 x 17 cm | 1,9 kg

#### VPE Master box

16 Stück | 39 x 34 x 20 cm | 8,43 kg

## Warum ist es sinnvoll Elektroschmerztherapiegeräte zu verwenden?

Bei der Transkutanen Elektrischen Nervenstimulation – kurz TENS – handelt es sich um eine elektro-medizinische Reizstrombehandlung, die zur Schmerztherapie bei ganz unterschiedlichen Beschwerden des Körpers eingesetzt werden kann. Insbesondere bei Nacken-, Rücken- oder Knieschmerzen ist die TENS-Schmerztherapie ideal.

Die Reizstrombehandlung ermöglicht eine schmerzunterdrückende Wirkung. Dies hat oft zur Folge, dass zum Beispiel der Bedarf an Schmerzmitteln gesenkt werden kann. Bei richtiger Anwendung gilt die Behandlung mit einem TENS-Gerät als schmerzfrei, nebenwirkungsarm und risikolos. Praktisch ist auch, dass die Behandlung mit kleinen, akku- oder batteriebetriebenen TENS-Geräten auch flexibel und individuell nach Bedarf zu Hause erfolgen kann – wann immer Sie wollen.



Schmerztherapie  
durch TENS



Muskeltraining  
durch EMS



Entspannung  
durch Massage

## Was macht die 3-in-1 Elektrotherapiegeräte von medisana so einzigartig?

- Darstellung des Behandlungsbereichs am Körper für die Anbringung der Elektroden
- Großes Display sorgt für gute Lesbarkeit
- Hintergrundbeleuchtung – ideal im Hellen oder Dunkeln
- Zusätzliche Massagefunktion
- Behandlung mit 4 Elektroden zeitgleich möglich